

エアーストレッチャー の使用方法

- ✓ 狭い階段(特に踊り場付近)もスムーズに搬送が可能
- ✓ 様々な物が散乱した通路や雪道、砂利道の搬送が可能
- ✓ 椅子に座ることが出来ない方の搬送が可能
- ✓ 階段上り搬送も可能(レイズ・ローバル)



1 エアーストレッチャーをキャリーバックから出し広げます。



2 エアーバルブを反時計回りに回してバルブを開けます。



3 約60秒で空気は自動的に入ります。



4 ワンタッチカバー(ラップ)を被せて、傷病者をエアーマットの上に寝かせます。



5 ワンタッチカバー(ラップ)を掛け、ベルトを装着します。



6 特に足側のベルトを絞り、船型にして傷病者を包み込むように固定します。

搬送の方法



1人搬送

ベルトを強く引っ張る方法と、ベルトを肩から襷掛けにして、背中で引っ張る方法があります。



2人搬送

後ろの搬送者がストレッチャーの横に立ち足元を10cmほど上げるようにすると前の人も楽に引くことができます。



安全ベルト(3か所)

安全ベルトで傷病者を固定して搬送します。

収納の方法



①バルブが開いているのを確認し足側からゆっくり丸める。急いで丸めるとエアーマットが破損する恐れがあります。

②最後にバルブを占め付属のベルトで固定し収納します。



階段を下る時

- ・前にいる人はベルトを上引き上げ、ブレーキ役と降りる方向誘導役になります。
- ・後ろの人は速度のコントロールをします。
- ・速度がつきすぎると危険なので、手すりがあれば握る、壁などがあれば肩や手を壁にあてると速度のコントロールができます。

