

# 保険償還のないドレッシング材一覧

※創傷被覆材は保険適用期間に制限があるが、創傷管理は長期にわたることも少なくない。  
 そのような場合には、保険償還のないドレッシング材の機能に着眼して選択する必要がある。

| 使用材料           | 商品名                   | 使用目的・特徴                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主な使用例                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シリコーンゲルメッシュ    | エスアイエイド<br>(シリコーン粘着型) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・創傷・熱傷等の被覆保護及び滲出液の吸収を目的とした創傷被覆材</li> <li>・シリコーンゲルメッシュと吸収層の一体構造で創傷周辺皮膚に密着、滲出液を吸収</li> <li>・創傷周辺の皮膚に密着し、創傷面とのずれを軽減</li> <li>・皮膚と面で接することで皮膚から離れる際の剥離力を分散し、創傷面とその周辺皮膚損傷リスクを軽減</li> <li>・フリーカット性により、創傷が生じた部位や大きさに使用可能</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機器装着による発赤</li> <li>※弾性ストッキング</li> <li>※酸素マスク等</li> <li>・スキン-テア</li> </ul>                                        |
| シリコーンゲル        | メピテルワン                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・術後創傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・創部</li> <li>・スキン-テア</li> </ul>                                                                                     |
| ポリウレタンフィルム     | エアウォールふわり             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水蒸気透過性に優れている</li> <li>・角質損傷の少ないゲル粘着剤を使用</li> <li>・防水性があり柔軟性固着性に優れている</li> <li>・失禁や体液からの皮膚保護</li> <li>・ドレッシング材で被覆した創傷部位の保護</li> <li>・シャワー時の防水カバー</li> <li>・ストーマ装具の装着部の防水</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・術後創の保護</li> <li>・発赤</li> <li>・水疱</li> <li>・スキン-テア</li> </ul>                                                       |
| コットン<br>ポリエステル | メロリン<br>(非固着型)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・創傷・術後創傷または外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆保護材</li> <li>・創接触面には創面に固着しないような加工が施されている</li> <li>・滲出液吸収効果が高く、創に固着しない</li> <li>・多孔性ポリエステルフィルムで滲出液を素早く吸収し適用部への固着を防ぐ</li> <li>・創接触面、コットン/ポリエステル繊維を使用し滲出液等を吸収・保護し漏れにくくする吸収層、ポリエステル不織布で撥水処理が施された外装面の3層構造</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・真皮に至る創傷</li> <li>・軟膏処置のカバードレッシング材として使用</li> <li>※滲出液が多い時</li> <li>※湿潤環境を保つ</li> <li>・創傷の術後創傷または外科切開部の処置</li> </ul> |

| 使用材料                                   | 商品名                                                | 使用目的・特徴                                                                                                                                                                                                                                                               | 主な使用例                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ハイドロコロイド<br>(セラミド配合)<br>ナイロン<br>ポリウレタン | リモイスパッド<br>※被覆材ではない<br>ため創傷部に<br>使用できない<br>※売店販売あり | <ul style="list-style-type: none"> <li>・三層構造で、摩擦やずれを防ぐと同時にスキンケアが出来る</li> <li>・高すべり性のナイロンニットを基材とし、体位変換時の摩擦やずれを低くし、皮膚へのダメージを防ぐ</li> <li>・ハイドロコロイドの高吸収能とウレタンフィルムの透湿・防水性により、ムレを抑え皮膚の浸軟を低減する</li> <li>・角層の潤いを保つ保湿成分のセラミド配合</li> <li>・体圧が集中し、摩擦やずれを生じやすい骨突出部位に使用</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機器装着部</li> <li>・踵部</li> <li>・骨突出部</li> </ul> |