

輸液ポンプとシリンジポンプについて

●正確な量を正確な速度で投与できる。

●輸液ポンプとシリンジポンプの違いは流量精度

	注入精度	流量設定範囲
輸液ポンプ	±10%未満	1～500ml/hr 20滴輸液セット
		1～100ml/hr 60滴輸液セット
シリンジポンプ	±3%未満	0.1～300ml/hr 20.30.50.100mlシリンジ

投与量に応じて、輸液ポンプかシリンジポンプを選択する。

●輸液ポンプはどのような場合に使用するか。

- ①高カロリー輸液
- ②昇圧剤・狭心症治療薬・抗血栓症薬・呼吸障害改善薬等、正確な時間管理が必要な薬剤
- ③化学療法時
- ④12歳以下の患者の輸液
- ⑤500ml/24hr以下の輸液施行時
- ⑥側管に輸液ポンプやシリンジポンプを使用している場合の本体輸液
- ⑦輸液本体に輸液ポンプやシリンジポンプを使用している側管ルートから2時間以上かけて投与する輸液
- ⑧腰椎麻酔と全身麻酔の術前輸液

●輸液ポンプのラインは基本60滴セットを使用するが、例外として20滴セットを使用するのが以下の場合

- ①高カロリー輸液
- ②10歳以上の小児の手術
- ③101ml/hr以上の速度で投与する場合
- ④化学療法時(速度が101ml/hrを超える為)



●ポンプ使用中は「輸液ポンプ・シリンジポンプ使用中点検表」(以下「点検表」という)でチェックを行う。但し、4時間以内の使用時の点検表は不要とする。

●使用中に、輸液ポンプ・シリンジポンプを交換した場合は点検表は新しいものを立ち上げる。

●薬剤が変更になった場合は、使用中の点検表の薬剤名のところに日付と変更になった薬剤を記入し、そのまま継続して使用する。

●輸液ポンプ、シリンジポンプは、東1階南側奥の物品倉庫で管理をしているので、使用時は、手順に従って、そこに借りに行き、使用終了後は、速やかに返却する。